

# Great White® Z Diamonds

La "SOLUZIONE" per tagliare  
velocemente e in modo sicuro  
strutture in Zirconia

## Great White® Z Diamonds

Frese FG per turbina con diamante  
appositamente selezionato

- per tagliare e rimuovere con grande  
facilità manufatti in Zirconia
- per rapidi accessi endodontici su  
monconi ricoperti con corone in  
Zirconia

**NON FARTI TROVARE IMPREPARATO !**  
Ordina oggi stesso il tuo Kit #18160  
Great White® Z Diamonds



GWZ  
856-018



GWZ  
801-014



GWZ  
801-018



GWZ  
379-023

- Ricambi in blister da 5 pz



Via Salvo D'Acquisto 24 - 20037 Paderno Dugnano - Milano  
Tel. 02 990 39 01 r. a. - Fax 02 910 48 70  
e-mail: northbel@northbel.it - www.sswwhiteburs.com



# Great White® Z Diamonds = Zirconia NO PROBLEM!

Dopo la grande affermazione delle frese in carburo Great White®, grazie alla loro affidabilità, velocità e grandissima capacità di taglio (notevole il successo delle Tagliacorone GW1 e GW2), SS WHITE Vi offre ora la "SOLUZIONE" per i manufatti in Zirconia.

Tagliare o forare un manufatto in Zirconia per un intervento endodontico ritenuto indispensabile e urgente, potrebbe essere un problema insormontabile se nel Vostro Studio disponete solo di strumenti rotanti tradizionali.

## Caratteristiche delle Great White® Z Diamonds:

- Tecnologia di diamantatura all'avanguardia
- Viene utilizzato solo diamante appositamente selezionato per questa applicazione
- Massima efficienza di taglio, di gran lunga superiore rispetto alle frese in carburo e alle diamantate standard, normalmente utilizzate nello studio dentistico
- Forme appositamente studiate per facilitare il taglio di corone e l'accesso endodontico in presenza di strutture in Zirconia
- Gambo FG 314 per turbina

La "SOLUZIONE"  
è a portata di mano:  
Great White® Z Diamonds



## Kit #18160 Great White® Z Diamond

				
Contenuto:	GWZ 856-018	GWZ 801-014	GWZ 801-018	GWZ 379-023
Codifica ISO 6360	806 314 198 514 018	806 314 001 514 014	806 314 001 514 018	806 314 277 514 023
Descrizione Forma	Conica punta Arrotondata	Pallina	Pallina	Football
L (mm)	8,00			4,50
ø 1/10 mm	1,80	1,40	1,80	2,30
Lunghezza Totale (mm)	22,00	19,00	19,00	19,00

## Il KIT Great White® Z Diamonds contiene:

- 1 fresa conica tagliacorone con punta arrotondata (856 018)
- 2 frese a pallina (801 014 e 801 018) per facilitare l'accesso endodontico
- 1 fresa football (379 023) per riduzione occlusale e aggiustamenti
- 1 portafrese autoclavabile

Per risultati ottimali assicurare un adeguato flusso di acqua

**Se vuoi essere pronto per l'incontro con la Zirconia ordina oggi stesso il Kit #18160 Great White® Z Diamonds**